


WARTUNGEN ihrer **MELAG-Geräte**

- ✓ Eine fachlich durchgeführte Wartung ist eine präventive Instandhaltung und gewährleistet eine einwandfreie Funktion. Nach der MPBetriebV §4 Abs. 6 wird der Anwender ebenfalls dazu angehalten
- ✓ Seit 20 Jahren autorisierter Kundendienst der Firma Melag
- ✓ Weitere Geräte finden Sie auf www.melagservice.de
- ✓ Profitieren Sie von unserer technischen Erfahrung und günstigen Preisen

Melaseal 200 inklusive:

- Wartungsset: Druckschiene, Fett, Kleinteile
- Ausgleichschiene
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Wartungsprotokoll
- Arbeitsleistung
- komplett **198€**



☎ 01525-3628235

👤 0231-311684

👤 02502-2289277

💻 info@melagservice.de



Premiumklasse 40/44B 41/43B 13/14B inklusive:

- Wartungsset: Sterifilter, Siebe, Dichtungen
- Türdichtung
- Federsicherheitsventile
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Arbeitsleistung
- komplett **498€**



Profiklasse 30/24B 31/23B/V24 inklusive:

- Wartungsset: Sterifilter, Siebe, Dichtungen
- Türdichtung
- Federsicherheitsventil
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Arbeitsleistung
- komplett **398€**



Euroklav 23/29VS 23/29S inklusive:

- Wartungsset: Sterifilter, Siebe, Dichtungen
- Türdichtung
- Federsicherheitsventil
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Arbeitsleistung
- komplett **369€**



Melatronic 15/17/23EN inklusive:

- Wartungskleinteile
- Federsicherheitsventil
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Arbeitsleistung
- komplett **198€**
- (Melatronic 15EN+ 269€)



Melatherm 10 inklusive:

- Wartungsset: Hepafilter, Dichtungen
- Medienpumpen Zubehör
- ggf. Software update
- Messung nach DIN VDE 0701/ 0702
- Wartungsprotokoll
- Arbeitsleistung
- komplett **429€**



* Zuzüglich Fahrtkosten in unserem tätigen Servicegebiet für 69,- €
Alle Preise verstehen sich Netto zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.